

T22909

2024年5月

第一版



ASUS VivoWatch 6

使用手冊



Android App



iOS App

目錄

介紹	5
關於這本手冊	6
手冊中的訊息圖示.....	7
安全注意事項	8
電池注意事項.....	9

第一章：開始使用前

認識您的 VivoWatch 6.....	12
錶體（型號：HC-D06）	12
可替換式錶帶.....	14
充電線.....	14
為裝置充電.....	16
配戴裝置.....	18
卸下錶帶	19
安裝錶帶	20

第二章：使用 ASUS VivoWatch 6

安裝專屬應用程式.....	22
初次配對.....	23
瀏覽 VivoWatch 6	24
捲動檢視 ASUS VivoWatch 6 功能.....	26
檢視所選功能的更多資訊.....	27
VivoWatch 6 功能.....	28

主畫面	28
脈波指數測量畫面	29
血氧參考值畫面	32
活動心率畫面	33
運動畫面	34
身體組成分析畫面	36
量測注意事項與說明	38
設定	39
活動畫面	41
放鬆指數測量畫面	42
睡眠頁面	43
天氣畫面	44
便利功能	45
通知	48
提醒	50
快捷功能鍵	52
更新 VivoWatch 6	53
透過 ASUS HealthConnect App	53
檢視電子標籤法規與符合性資訊	54
iPASS 一卡通支付功能說明	55
充值方式以及注意事項	55
裝置規格	56

附錄

NCC警語：	60
REACH.....	61
華碩產品回收服務	61
廢棄物處理.....	61
可移除電池注意事項	61
版權說明	62
免責聲明	62
服務與支援.....	63
聯絡資訊	64

介紹

感謝您購買 ASUS VivoWatch 6！ASUS VivoWatch 6 提供您下列用途：

1. 運動與活動管理：包含活動與運動心跳頻率、情緒壓力資訊（放鬆指數與脈波指數）、血氧參考值、計步及運動管理等資訊。
2. 運動 GPS：運動模式可記錄運動歷程、運動時間、運動心跳頻率與計步數等資訊。
3. 通知功能：將 ASUS VivoWatch 6 透過藍芽配對到手機時，手機收到來電或訊息，ASUS VivoWatch 6 可顯示來電號碼與訊息預覽。

請填入以下資訊供日後參考：

購買日期：_____

產品序號：_____

收據黏貼處

註冊產品請至 https://account.asus.com/product_reg.aspx

關於這本手冊

本手冊提供 ASUS VivoWatch 6 的硬體與軟體功能資訊，依下列章節說明：

第一章：開始使用前

此章節介紹 ASUS VivoWatch 6 的硬體組件細節並說明如何使用。

第二章：使用 ASUS VivoWatch 6

此章節為 ASUS VivoWatch 6 操作說明。

附錄

此章節包含 ASUS VivoWatch 6 相關安規聲明。



操作本裝置前請先詳閱本手冊中的所有訊息以及包裝盒上的其他說明。ASUS VivoWatch 6 的完整手冊請至我們的多國語言網站：[https://www.asus.com/tw/Mobile/Wearable-Healthcare/VivoWatch/ASUS-VivoWatch-6- HC-D06/HelpDesk_Manual/](https://www.asus.com/tw/Mobile/Wearable-Healthcare/VivoWatch/ASUS-VivoWatch-6-HC-D06/HelpDesk_Manual/)。

手冊中的訊息圖示

為了強調手冊中的重要資訊，訊息說明會以下列方式呈現：



本訊息包含必須遵守才能完成工作的重要資訊。



本訊息包含助於完成工作的額外資訊與提示。



本訊息包含在特定工作時必須遵守以維護使用者安全以及避免造成 **ASUS VivoWatch 6** 資料與組件毀損的重要資訊。

安全注意事項

- ASUS VivoWatch 6 與充電座必須回收並做適當的廢棄物處理。
- 讓孩童遠離細小零組件。
- ASUS VivoWatch 6 應該在環境溫度 5° C 至 40° 間使用並存放於環境溫度 -20° C 至 45° 間。
- 請勿將 ASUS VivoWatch 6 置放於車中。烈日下久停的車內高溫會超過建議使用環境溫度。
- 某些人可能會因為用於珠寶、手錶以及其他會長時間接觸肌膚穿戴式物品中的特定金屬而過敏。這可能歸因於過敏體質、環境因素、長時間接觸刺激物如肥皂、汗水或其他會引起過敏的物質。
- 若您有過敏體質或其他敏感問題，您可能更容易因為配戴任何穿戴式裝置而造成過敏。
- 若已知您為敏感性肌膚，配戴 ASUS VivoWatch 6 時請特別小心。
- 若您配戴 ASUS VivoWatch 6 過緊，可能更容易造成過敏。
- 配戴一段時間後請取下 ASUS VivoWatch 6 讓肌膚呼吸。
- 請保持腕帶清潔與乾燥將會降低皮膚過敏的可能性。
- 若您發現在 ASUS VivoWatch 6 周圍或下方的肌膚出現紅腫、搔癢或其他過敏或不適現象，請立刻取下 ASUS VivoWatch 6 並在再次配戴前向您的醫師諮詢。
- 即便在症狀消退後繼續使用，可能還是會造成新的過敏反應。



- ASUS VivoWatch 6 上的血氧參考值、心率、溫度、睡眠、身體組成、放鬆指數等功能並非醫療器材且無宣稱療效。用途並非診斷健康狀態，顯示資訊僅供參考。
- 請勿根據 ASUS VivoWatch 6 的顯示資訊調整藥物治療。請依照醫師處方用藥。只有執業醫師才有資格診斷。

電池注意事項


- 請勿接觸火源。
- 切勿嘗試使電池短路。
- 切勿嘗試拆解與組裝電池。
- 若發現有液體滲漏請勿繼續使用。


1

開始使用前


認識您的 VivoWatch 6

錶體 (型號 : HC-D06)






可替換式錶帶



充電線






- 您的 VivoWatch 6 可作為獨立裝置使用。
- 下載並安裝專屬應用程式，全面了解您的健康資料。更多細節，請參閱本手冊中 **初次配對** 部分的說明。
- **VivoWatch 6** 具有 5 ATM 防水性能，可承受相當於 50 米深度的壓力。適用於水花時、下雨、淋浴和游泳。
- 請勿在含有化學物質或鹽水（例如海水、游泳池或溫泉）的液體中使用您的 **VivoWatch 6**，因為這可能會損壞充電連接埠。如果您的華碩 **VivoWatch 6** 接觸過上述液體，請確保用淡水徹底沖洗連接埠並用乾淨的布擦乾以防止鏽蝕。
- 始終根據您的喜好調整亮度。建議在室外陽光下調大亮度。

為裝置充電

1. 將 USB 充電線的充電針腳對準並置於充電連接埠上。
2. 將 USB 充電線連接到電源開始充電。






- 將這些充電連接埠（輸入：5Vdc，0.5A）對齊並連接到充電線，為 ASUS VivoWatch 6 的電池充電。
- 在將充電線連接到華碩 ASUS VivoWatch 6 之前，請確保華碩 ASUS VivoWatch 6 的充電連接埠和底部清潔乾燥，以防止腐蝕和故障：
 1. 用乾淨的法蘭絨輕輕擦拭充電連接埠。
 2. 擦乾華碩 ASUS VivoWatch 6。
- 請勿將充電線上的充電連接埠短路。
- 某些行動電源無法偵測低電流裝置，因此無法為 ASUS VivoWatch 6 充電。

配戴裝置


將您的裝置牢固地戴在您的前臂上（遠離腕骨），底部接觸您的皮膚，以獲得更準確的資訊和數據。

請勿將裝置固定得太緊或太鬆。當您移動手臂時，您的裝置應保持在原位。




卸下錶帶

1. 找到錶帶背面的快速釋放彈簧桿的旋鈕。
2. 將快速釋放旋鈕滑向錶帶中間並按住。
3. 輕輕地將錶帶從旋鈕側面的固定耳上拉開。
4. 鬆開旋鈕，然後將彈簧桿的另一端從另一個固定耳孔中拉出，並完全卸下錶帶。



安裝錶帶

1. 將快速釋放旋鈕滑向錶帶中間並按住。
2. 將快速釋放彈簧桿的末端對齊並插入快速釋放旋鈕另一側的固定耳孔。
3. 將彈簧桿的另一端與另一個固定耳孔對齊。
4. 鬆開旋鈕，當彈簧桿鎖定時，您會聽到喀嚓聲。
5. 輕輕拉動錶帶，確保錶帶牢固固定。



2

使用 ASUS VivoWatch 6

安裝專屬應用程式

將 ASUS VivoWatch 6 與專屬應用程式配對以使用其所有功能。

1. 在您的手機上登入 Google 帳號或 Apple ID。
2. 開啟 **Play 商店** 或 **App Store**。
3. 搜尋 **ASUS HealthConnect App**，然後安裝專屬應用程式。




4. 啟動 ASUS HealthConnect 並登錄您的帳戶。按照畫面上的說明進行裝置配對和校正。

初次配對



- 配對前請開啟手機的藍牙功能。
- 請確認ASUS VivoWatch 6 在距離手機 3 公尺內。


1. 按住主頁按鈕約 1 秒將ASUS VivoWatch 6 開機。
2. 開啟 ASUS HealthConnect App。
3. 依照手機與ASUS VivoWatch 6 上的畫面指示完成配對程序。



瀏覽 VivoWatch 6

將 ASUS VivoWatch 6 解鎖

按下主頁按鈕將 ASUS VivoWatch 6 解鎖。解鎖後，便可以捲動瀏覽 ASUS VivoWatch 6 的功能。



閒置一段時間後，螢幕會自動關閉，以節省電池電量。

滑動

- 在螢幕上水平滑動手指以捲動瀏覽 ASUS VivoWatch 6 功能，或移至上一個畫面。
- 在螢幕上垂直滑動手指以捲動瀏覽應用程式列表，或檢視更多資訊或選項。

點按

點按螢幕以選擇選單項目或啟動應用程式。

捲動檢視 ASUS VivoWatch 6 功能

左右滑動以瀏覽 ASUS VivoWatch 6 的功能。



- 本手冊中的畫面僅供參考。
- 您可以按主頁按鈕返回主畫面。

檢視所選功能的更多資訊

向上或向下滑動以捲動瀏覽應用程式列表，或檢視更多資訊或可用選項。



並非所有功能皆提供額外資訊。

VivoWatch 6 功能

主畫面

ASUS VivoWatch 6 主畫面會顯示時間、日期、以及您的 ASUS VivoWatch 6 的狀態。






圖示	說明
	電池電量
	藍牙連接
	鬧鐘
	血氧參考值
	脈波指數
	心率
	步數

脈波指數量測畫面

此畫面可讓您量測您的脈波指數。ASUS VivoWatch 6 能透過脈波指數（Pulse Transit Time）評估您的壓力。

從主畫面向右滑動進入脈波指數畫面。然後將手指放在多用途電子感測器與 PPG 組合感測器上。（已取得認證之國家會由血壓功能取代，詳細說明另請參考華說血壓軟體 APP 說明手冊）。





請至我們的常見問題頁面，了解更多有關血壓 與 PTT 指數測量的資訊。https://www.asus.com/tw/Mobile/Wearable-Healthcare/VivoWatch/ASUS-VivoWatch-5-HC-B05/HelpDesk_knowledge/。

ASUS VivoWatch 6 使用多用途電子感測器與 PPG 組合感測器，讓您可以獲取健康數據，而 ASUS VivoWatch 6 的佩戴方式會影響測量的準確性。請依照以下說明來操作：

- 依照正常方式將錶面向上配戴 ASUS VivoWatch 6，ASUS VivoWatch 6 的底部碰觸皮膚並讓 ASUS VivoWatch 6 遠離腕骨。
- 配戴 ASUS VivoWatch 6 應以舒適為原則。請勿配戴過緊。
- 操作時將手指輕輕的蓋住多用途電子感測器與 PPG 組合感測器。
- 測量時請保持靜止以獲得最準確的結果。





- PPG 感測器的準確度可能因測量條件和環境而異。若 PPG 感測器有髒汙，請擦拭乾淨並再試一次。
- 請勿直視 PPG 感測器，感測器的光線可能會傷害您的眼睛。
- 勿讓孩童直視 PPG 感測器光線。
- **ASUS VivoWatch 6 不是醫療裝置，不作任何醫療聲明。本產品所提供的健康資訊不適用於診斷、治療或減輕疾病、其他症狀等臨床或醫療用途，相關資訊僅供參考，如有相關疾病建議至醫院尋求醫生正確的治療及診斷。**

血氧參考值畫面

ASUS VivoWatch 6 提供手腕偵測血氧參考值的功能，有助於決定身體如何適應高山運動與攀登高峰時的高海拔。


進入血氧參考值量測模式

從主頁畫面中左右滑動以進入血氧參考值量測畫面。請將 ASUS VivoWatch 6 戴在手腕上適當位置並將拇指與食指同時放在多用途電子感測器與 PPG 組合感測器上，量測將會自動開始。



活動心率畫面

此畫面會顯示您目前的活動心率。ASUS VivoWatch 6 上的 PPG 感測器會自動偵測您目前的活動心率。




請依照下列步驟取得操作結果：

1. 依照正常方式將錶面向上配戴 ASUS VivoWatch 6，ASUS VivoWatch 6 的底部碰觸皮膚並讓 ASUS VivoWatch 6 遠離腕骨。
2. 配戴 ASUS VivoWatch 6 應以舒適為原則，請勿配戴過緊。
3. 在您體溫升高至正常溫度後，即可透過 PPG 感測器獲得活動心率資訊。


運動畫面

此畫面可讓您記錄運動歷程。當您開始運動模式，ASUS VivoWatch 6 將會記錄目前運動的資訊並顯示所記錄的資訊。

進入運動模式

要進入運動模式，左右滑動至 運動 畫面，然後點選  進入運動模式。



- 當您選擇戶外運動時，可以在戶外開放區域等待 GPS 信號鎖定後再開始您的運動行程以完整記錄 GSP 資訊。
- 當 GPS 信號鎖定時，GPS 圖示  將停止閃爍。

從運動畫面中，上下滑動以檢視目前運動歷程中的即時運動心率、運動時間、卡路里、步數與距離資訊(項目依運動種類有所不同)。



暫停運動模式

要暫停運動模式時，請按下主頁按鈕，然後點選 以暫停運動模式。



身體組成分析畫面



您可以在這個畫面量測並追蹤您的身體組成。當您開始一次測量時，您的 ASUS VivoWatch 6 將分析您的身體組成並顯示紀錄的結果。

進入身體組成分析模式

要進入身體組成分析，從主畫面向左滑動，進入身體組成分析畫面，在分析開始之前，請確保您的體重與設置一致。您可以在手錶上調整體重。



將您的食指放在螢幕外圍的金屬環（BIA 感測器）上，大拇指放在多用途電子感測器與 PPG 組合感測器上。



確保您的 Vivowatch 正確的配戴在手腕上，並確保您的手指不與配戴手腕接觸，測量將自動開始。



量測注意事項與說明

在使用 VivoWatch 測量身體組成之前，請注意以下條件：

- 建議在早晨空腹、如廁後進行測量。
- 如果有植入心臟起搏器、除顫器或其他電子醫療器械，請勿進行測量。
- 如果懷孕，請勿進行測量。
- 如果正在月經期間，請勿進行測量。
- 由於青春期的（20歲以下）生長迅速且身體組成發生顯著變化，測量結果可能不太準確。
- 在進行可能使身體溫度升高的活動（例如運動或淋浴）之前進行測量。
- 測量前請取下首飾等金屬物品。

此外，測量時請遵循以下說明：

- 用濕布擦拭手錶背面，以清除任何油脂或雜質。
- 將兩臂放在胸前，使腋窩不與軀幹接觸。
- 將您的大拇指放在側面感測器和螢幕周圍的電極環上（確保您的大拇指觸碰到它們），將食指放在螢幕周圍的電極環上，在測量期間不要觸摸手錶的其他部分以及配戴手的皮膚。
- 為了獲得準確的結果，在測量期間請保持靜止。
- 手腕上的乾燥皮膚或體毛可能會干擾信號傳輸，因此請在測量前在皮膚上塗抹保濕乳液或剃掉體毛。

設定

此畫面可讓您在 ASUS VivoWatch 6 上直接變更設定。從 **主畫面** 向左右滑動進入 **設定** 畫面。

在設定畫面上下滑動以檢視可調整的項目，如下表所示。



項目	說明
時間	設定時間。
個人資料	輸入正確的個人資料。
目標	設定每日熱量與步數目標。
一卡通	顯示一卡通餘額和卡號。
亮度	調整 ASUS VivoWatch 6 背光亮度。此效果在昏暗環境會更顯著。
語言	變更手錶上的語系。
省電模式	開啟省電模式後，錶面在 5 秒後就會變暗，按下手錶的主頁按鈕就會暫時顯示錶面資訊。
關於與重置	檢視關於手錶的更多資訊，如韌體版本、序號、電子標籤等；將系統回復原廠設定。

活動畫面

ASUS VivoWatch 6 會自動記錄您的日常活動並將其顯示於螢幕上。在主畫面 向左滑動以進入 活動畫面。您可以檢視您的日常活動如行走步數、消耗卡路里等資訊。



上下滑動以檢視其他活動。


放鬆指數測量畫面

此畫面可讓您測量您的放鬆指數（包括放鬆、平衡和壓力狀態）。放鬆指數資料有助於追蹤您的身心平衡與情緒狀態。



睡眠頁面

您的 ASUS VivoWatch 6 會自動追蹤您的睡眠狀態並顯示在這個畫面上。從主畫面向上滑動，然後滑動到睡眠頁面。在這裡，您可以查看您的睡眠數據，例如總睡眠時間、睡眠品質以及分數。





天氣畫面

ASUS VivoWatch 6 會呈現您所在地當下以及未來 24 小時的天氣狀況。

此功能需要完成以下設定：

1. 您的 VivoWatch 6 需要與 ASUS Healthconnect 連線。
2. 您需要將 APP 的位置存取權限設定為永遠允許。
3. 您需要登入 ASUS Healthconnect 會員帳號。



便利功能

尋找手機

在與手機連線的狀態下，從主頁面向下滑動，您可透過 ASUS VivoWatch 6 來找尋您的手機，使用此功能後，ASUS VivoWatch 6 會依據訊號的強度來顯示您與手機的相對距離，另會觸發手機您的手機發出提示音以利您辨別手機的位置。



音樂控制

在與手機連線的狀態下，從主頁面向下滑動，您可透過 ASUS VivoWatch 6 來操作手機上播放的音樂與影片。




拍照遙控

在與手機連線的狀態下，從主頁面向下滑動，您可透過 ASUS VivoWatch 6 來控制您手機上相機的快門。



通知


當您的配對手機收到來電或訊息，ASUS VivoWatch 6 將會震動並顯示來電號碼或訊息預覽。



在安卓手機，您可以對支援的 APP 使用訊息快速回覆的功能，系統預設有 4 種快速回覆選項。



您可以在 ASUS HealthConnect APP 內編輯至多 5 項的快速回覆訊息。



提醒

ASUS VivoWatch 6 也會顯示起身活動與服藥提醒以協助您展開更健康的生活。您可以在APP 健康資料首頁的健康日記內增設服藥提醒。



另可在裝置首頁的通知內開啟或關閉久坐提醒。



快捷功能鍵

ASUS VivoWatch 6 配備了一實體功能鍵，您可以將最多 4 個功能設置為該按鍵觸發的快捷功能（如果僅分配了一個功能，則按下功能鍵時該功能將自動啟動）。

您可以在 ASUS HealthConnect 應用程式中編輯要分配給功能鍵的功能。



更新 VivoWatch 6


透過 ASUS HealthConnect App

1. 開啟 **ASUS HealthConnect App**。
2. 點按主頁底部的 **裝置**。
3. 在裝置頁面中，選擇 **韌體版本** 並點按 **檢查更新** 以檢查目前是否為最新版本。



檢視電子標籤法規與符合性資訊


本裝置採用電子標籤（e-label），可提供法規資訊，如地區合規標章提供的識別號碼，及適用產品與授權資訊。

滑動至 **設定** 頁面後向上滑動至 **關於** 頁面，點選  進入資訊頁面來確認手錶的詳細資訊。




MCU FW:0.5.3231117
Boot Loader:1.12
ASUS ECG FW 2.0.1
BP APP 01 1.0.0
BLE:0.01
(F6:93:6B:FE:E1:CA)
SN:R8HCP6000117M3Z
EPO:23.12.8.7



 CCAH23LPC650T7
CMIIT ID: 24J71717A002



R-NZ



R	201-230732
T	D 23 0 148 201

iPASS 一卡通支付功能說明

本產品支援 iPASS 一卡通支付功能，使用者可以透過手錶進行小額支付。（iPASS 功能僅於台灣版裝置有支援且一卡通功能無需特別設定）。

加值方式以及注意事項

加值方式：

- 可在捷運站的自動加值機台直接加值，也可至便利商店櫃檯加值。
- 只要把 ASUS VivoWatch 6 機身直接靠在感應區，依照螢幕指示進行加值動作即可。建議可以將手錶取下進行加值，動作會更為順暢快速。

注意事項：

- 當票閘感應區在非慣用手側，請在動作上注意手錶正面是否有接觸到感應區。
- 當進行交易時，請務必將手錶靜置於感應區上，待交易完成後再移開手錶，以免造成交易失敗。
- 若遇到公車上下車皆需要刷卡的情況，請務必正常刷進刷出，一旦漏刷可能導致鎖卡，若遇鎖卡，使用者將無法透過機台查詢交易紀錄也無法進行交易，此時請聯繫該交通運輸業者協助解鎖。

若有一卡通交易問題，請與一卡通客服聯繫，聯絡電話：(07)791-2000

若有產品操作及維修問題，請與華碩客服聯繫：0800-093-456 更多

iPASS 一卡通使用說明請掃描



以下載說明檔案。

裝置規格

裝置名稱	ASUS VivoWatch 6
型號	HC-D06
螢幕	AMOLED 1.39"
連線功能	Bluetooth 5.0
系統需求	Android 8.0 或更新版本 iOS 13.0 或更新版本
防水係數	IP68
使用環境	溫度：5 ~ 40° C 相對溼度：20 ~ 85%（非冷凝） 氣壓：700 hPa ~ 1060 hPa 高度：0 ~ 3,000 m

儲存與運輸環境	溫度：-30 ~ 60° C 相對溼度：20 ~ 95% (非冷凝) 氣壓：500 hPa ~ 1060 hPa
產品壽命	3 年
尺寸 (錶殼)	56.07(L) x 48.76(W) x 12.7(H) mm
重量	60 g
尺寸 (腕帶)	22 mm 寬


附錄

NCC警語：

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



注意！使用過度恐傷害視力：

1. 使用 30 分鐘請休息 10分鐘。
2. 未滿 2 歲幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時。

「產品之限用物質含有情況」之相關資訊，請參考下表。

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板及 電子組件	—	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
液晶螢幕	—	○	○	○	○	○
錶帶	○	○	○	○	○	○
其他及其配件	—	○	○	○	○	○

○：係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

—：係指該項限用物質為排除項目。

REACH

謹遵守 REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) 管理規範，我們會將產品中的化學物質公告在華碩 REACH 網站，詳細請參考 <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>。

華碩產品回收服務

華碩產品回收服務源自於我們會以最高標準保護環境的承諾。我們深信我們有責任為華碩產品愛用者提供產品、電池或是其他零組件，包括包裝彩盒等回收方案。關於回收服務細節請造訪網站：<http://csr.asus.com/chinese/index.aspx>。

廢棄物處理



請勿將ASUS VivoWatch 6 當作一般垃圾丟棄。本產品零組件設計為可回收利用。這個打叉的垃圾桶標誌表示本產品（電器、電子設備與含汞電池）不應視為一般垃圾丟棄，請依照您所在地區有關廢棄電子產品的處理方式處理。



請勿將電池當作一般垃圾丟棄。這個標誌表示電池不應視為一般垃圾丟棄。

可移除電池注意事項

- 安裝錯誤型號的電池可能會有爆炸風險。
- 電池與其組件必須回收或做適當廢棄物處理。

版權說明

Copyright ©ASUSTeK Computer Inc. All rights reserved. 華碩電腦股份有限公司保留所有權利。本使用手冊包括但不限於其所包含的所有資訊受到著作權法之保護，未經華碩電腦股份有限公司（以下簡稱「華碩」）許可，不得任意地仿製、拷貝、謄抄、轉譯或為其他利用。

免責聲明

本使用手冊是以「現況」及「以目前明示的條件下」的狀態提供給您。在法律允許的範圍內，華碩就本使用手冊，不提供任何明示或默示的擔保及保證，包括但不限於商業適銷性、特定目的之適用性、未侵害任何他人權利及任何得使用本使用手冊或無法使用本使用手冊的保證，且華碩對因使用本使用手冊而獲取的結果或透過本使用手冊所獲得任何資訊之準確性或可靠性不提供擔保。

台端應自行承擔使用本使用手冊的所有風險。台端明確了解並同意，華碩、華碩之授權人及其各該主管、董事、員工、代理人或關係企業皆無須為您因本使用手冊、或因使用本使用手冊、或因不可歸責於華碩的原因而無法使用本使用手冊或其任何部分而可能產生的衍生、附隨、直接、間接、特別、懲罰或任何其他損失（包括但不限於利益損失、業務中斷、資料遺失或其他金錢損失）負責，不論華碩是否被告知發生上開損失之可能性。

由於部分國家或地區可能不允許責任的全部免除或對前述損失的責任限制，所以前述限制或排除條款可能對您不適用。

台端知悉華碩有權隨時修改本使用手冊。本產品規格或驅動程式一經改變，本使用手冊將會隨之更新。本使用手冊更新的詳細說明請您造訪華碩的客戶服務網 <http://support.asus.com>，或是直接與華碩資訊產品技術支援專線 0800-093-456 聯絡。

於本使用手冊中提及之第三人產品名稱或內容，其所有權及智慧財產權皆為各別產品或內容所有人所有且受現行智慧財產權相關法令及國際條約之保護。當下列兩種情況發生時，本產品將不再受到華碩之保固及服務：

- (1) 本產品曾經過非華碩授權之維修、規格更改、零件替換或其他未經過華碩授權的行為。
- (2) 本產品序號模糊不清或喪失。

服務與支援

請造訪我們的多語言網站：<https://www.asus.com/support/>。



聯絡資訊

華碩電腦股份有限公司 **ASUSTeK COMPUTER INC.**

市場訊息

地址 : 臺北市北投區立德路 15 號 1 樓

電話 : +886-2-2894-3447

傳真 : +886-2-2890-7798

網址 : <http://www.asus.com/tw/>

技術支援

電話 : +886-2-2894-3447 (0800-093-456)

線上支援 : <https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/questionform/?lang=zh-tw>

製造商 : 華碩電腦股份有限公司

地址 : 新北市樹林區博愛街 242 號 6 樓

